



アースプラス™ 抗菌・抗ウイルスフィルター搭載^{*1}

earthplus™ mask

アースプラス™ マスク

[セラミックス複合機能材料使用] ※特許第 5995100 号

・曇り止めフィルム
※メガネ着用の方は
広げてお使いいただけます。



かぜ

ハウスダスト

花粉

PM2.5 対策

- アースプラス™加工不織布によりウイルス拡散をブロック
- アースプラス™加工不織布により抗菌性が長持ち^{*2}
- 集塵フィルターにより菌・ウイルス飛沫・花粉をブロック

3層構造



M SIZE

L SIZE



7枚入
(個包装)

日本製
Made in Japan

^{*1} アースプラス™加工フィルター上の特定の菌、ウイルス数を減少
試験機関：(一財)日本繊維製品品質技術センター

^{*2} 抗菌持続性試験
試験機関：(株)信州セラミックス ウィルス細菌検査室



earthplus™ mask

アースプラス™マスク



アースプラス™搭載

アースプラス™は信州セラミックスが開発したセラミックス複合機能材料です。食品添加物に認可されている成分で構成され、細菌・ウイルス・アレル物質・臭い（細菌由来）等のタンパク質を吸着抑制する技術です。アースプラス™加工フィルター上に付着したウイルス拡散をブロックします。




※イラストはイメージです。

BFE - バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率 - 99%以上^{*3}
VFE - ウィルス飛沫捕集(ろ過)効率 - 99%以上^{*3}
PFE - 微粒子捕集効率 - 99%以上^{*3}

^{*3} 試験機関：(一財)カケンテストセンター

【製品仕様】

品名	アースプラス™マスク	入数	7枚
サイズ	Lサイズ：約 175 × 約 90 Mサイズ：約 145 × 約 90 (mm)		
対象	かぜ・花粉・ほこり・ハウスダスト等		
素材	本体（キュブラ、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル）		
	耳部（ナイロン、ポリウレタン）		
	ノーズクランプ（ポリエチレン）		
包装材	ポリプロピレン、アルミ		



使用上の注意

●本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用や、それを防ぐ目的には使用できません。●開封後は、衛生的に保管してください。●肌に異常がある場合や、かゆみ、かぶれ、発疹等の症状があらわれた時はただちに使用を中止し医師にご相談ください。●において気分が悪くなった場合には、ご使用を中止してください。●マスク上部にノーズフィットがついていますので、取り扱いに注意してください。●抗菌効果はアースプラス™加工不織布によるものです。すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。●火気のそばでの使用はおやめください。●個人差により、鼻のまわりに隙間が生じ、メガネが曇る場合がありますのでご注意ください。●洗濯しての再使用はしないでください。●アレルギー症状のある方、またはアレルギーが疑われる方は使用をお控えください。

保管上の注意

●高温・多湿・直射日光・水気をさけてください。変色する場合がありますが品質には関係ありません。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

株式会社 信州セラミックス

〒399-5501 長野県木曾郡大桑村殿 35-46
TEL:0264-55-1221/FAX:0264-55-1181
URL:https://www.shincera.co.jp
E-mail:info@shincera.co.jp

※マスクは感染を防ぐものではありません

●本誌の内容は2021年6月時点のものです。
●本誌に記載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
●印刷物ですので実際の商品の色とは多少異なる場合があります。